

FarmaSafe@

Sistema Integrato Gestione Farmaco Terapia




Manuale Storico

INDICE

1	STORICO	3
1.1	RICERCA STORICO.....	3
1.2	COME VISUALIZZARE IL DETTAGLIO DEI PREPARATI DI UN PAZIENTE.....	5
1.3	COME VISUALIZZARE IL DETTAGLIO DEI CONTENITORI DI UN PREPARATO	7

1 STORICO

Per visualizzare e stampare riepiloghi e dettagli delle attività svolte dal laboratorio Umaca nell’allestimento dei preparati, posizionarsi su “**Aree Funzionali**”, scegliere “**Umaca-Nutrizione**”, e dal menù “**Piani lavoro di Farmacia**” la voce “**Storico**”:



1.1 Ricerca Storico

Il sistema aprirà una maschera per la ricerca dei pazienti che hanno avuto prescrizioni di preparati da allestire in Farmacia:

RICERCA STORICO

Cognome Nome Num. pratica Data somministrazione da/a [dd/mm/aaaa] /

Centro di Costo PROTOCOLLO:

[> Ricerca](#) [> Azzerà](#)

Nella parte in alto compaiono i campi per filtrare le richieste: “**Cognome**” e “**Nome**”, “**Num. Pratica**” (numero nosologico di ricovero), “**Centro di Costo**” (descrizione del reparto richiedente), “**Data somministrazione**” (periodo temporale relativo alla data di somministrazione prevista), e l’**icona** a forma di **lente** per filtrare l’eventuale “**Protocollo**”; premere il pulsante “**Ricerca**”:

RICERCA STORICO

Cognome: COLOMBO Num. pratica: Centro di Costo: Seleziona centro di costo Data somministrazione da/a [dd/mm/aaaa]: 01/01/2008 / 28/12/2008

PROTOCOLLO: -

> Ricerca > Azzera

LISTA STORICO

Paziente	Data di nascita	Num. Pratica	Reparto	Protocollo	N.Giorno	Data Somm.	Stato Ciclo	Fuori Ind.
1 COLOMBO BRUNO	09/02/1943	108500076	Ematologia - Day-hospital	BORTEZOMIB	1	08/01/2008	Concluso	
2 COLOMBO BRUNO	09/02/1943	108500076	Ematologia - Day-hospital	BORTEZOMIB	4	11/01/2008	Concluso	
3 COLOMBO BRUNO	09/02/1943	108500076	Ematologia - Day-hospital	BORTEZOMIB	8	15/01/2008	Concluso	
4 COLOMBO MARIA GRAZIA	03/02/1947	108001662	Ematologia - Reparto di degenza	ARA-C ALTE DOSI	1	17/01/2008	Chiuso anomalo	
5 COLOMBO BRUNO	09/02/1943	108500076	Ematologia - Day-hospital	BORTEZOMIB	11	18/01/2008	Concluso	
6 COLOMBO MARIA GRAZIA	03/02/1947	108001662	Ematologia - Reparto di degenza	ARA-C ALTE DOSI	2	18/01/2008	Chiuso anomalo	
7 COLOMBO MARIA GRAZIA	03/02/1947	108001662	Ematologia - Reparto di degenza	ARA-C ALTE DOSI	3	19/01/2008	Chiuso anomalo	
8 COLOMBO MARIA GRAZIA	03/02/1947	108001662	Ematologia - Reparto di degenza	ARA-C ALTE DOSI	4	20/01/2008	Chiuso anomalo	
9 COLOMBO MARIA GRAZIA	03/02/1947	108001662	Ematologia - Reparto di degenza	ARA-C ALTE DOSI	5	21/01/2008	Chiuso anomalo	
10 COLOMBO MARIA GRAZIA	03/02/1947	108001662	Ematologia - Reparto di degenza	ARA-C ALTE DOSI	6	22/01/2008	Chiuso anomalo	
11 COLOMBO GIUSEPPE	25/07/1947	108002226	Ematologia - Reparto di degenza	MELPHALAN HD MIELOMA	2	23/01/2008	Concluso	
12 COLOMBO MARIA GRAZIA	03/02/1947	108001662	Ematologia - Reparto di degenza	RITUXIMAB	1	23/01/2008	Concluso	
COLOMBO			Ematologia - Reparto di	MFI PHAI AN HD				

> Stampa

Il sistema visualizzerà i risultati nella parte sottostante del video raggruppando le preparazioni per “Paziente”, “Protocollo”, “N.Giorno”, etc. Poiché la lista contempla anche pazienti con cicli ancora “Da confermare”, potrà essere usata anche come verifica da parte della Farmacia dello stato di avanzamento delle conferme mediche nei diversi reparti. E’ possibile stampare la lista visualizzata premendo il pulsante “Stampa” collocato in basso nella riga dei pulsanti:



1.2 Come visualizzare il dettaglio dei preparati di un paziente

Cliccando sopra il nome di un paziente, il sistema aprirà una pagina contenente le informazioni riepilogative del ciclo e tutti i preparati dello specifico giorno indicato nella lista della pagina precedente:

LISTA STORICO								
Paziente	Data di nascita	Num. Pratica	Reparto	Protocollo	N.Giorno	Data Somm.	Stato Ciclo	
1 COLOMBO BRUNO	09/02/1943	108500076	Ematologia - Day-hospital	BORTEZOMIB	1	08/01/2008	Concluso	

N.Giorno Data Somm.	
1	08/01/2008

STORICO DEL 08/01/2008

STORICO DEL 07/05/2010									
Sequenza	Preparato	Medico Conf.	Via Somm.	Tempo	N° Contenitori	Fuori Standard	Stato	Supervisore	
1	trastuzumab in fisiologica 250ml sacca c/2 acc (VU)	MOSCOHISTEFAHIA	ev-infusione	90 min.	1		In somministrazione	HOZZA'SIL VIA	
<ul style="list-style-type: none"> TRASTUZUMAB (PREP UMACA) SOSTITUISCE COD.420516 									
Dose prescritta		Prodotto commerciale			Conc. iniziale MG/ML		Dose da allestire in ML		Solvente
348 MG	HERCEPTIN [®] 50MG IV 1 FL 150 (CLASSE H)SOSTITUISCE TRASTUZUMAB 648			21		16,572			
<ul style="list-style-type: none"> FISIOLOGICA 250ML SAC C/2 ACC 									
Dose prescritta		Prodotto commerciale			Conc. iniziale MG/ML		Dose da allestire in ML		Solvente
250 ML	SOD C0,9%BAX [®] IV 30SAC 250ML (CLASSE C)SACCA C/2 ACCESSI + (CUPS)			-		250			
<ul style="list-style-type: none"> NOTE PROTOCOLLO: NOTE PRESCRITTORE: NOTE SUPERVISORE: 									
<p>> Indietro > Stampa Etichette > Stampa</p>									

I preparati sono ordinati per sequenza o ora di somministrazione. Poiché la funzione “Storico” non consente di apportare modifiche di alcun tipo alle preparazioni, sarà possibile solo stampare le etichette (“Stampa etichette”) ed il foglio dei preparati (“Stampa”):

> **Stampa Etichette**



1146956	Ospedali Riuniti di Bergamo - Umaca	SIR - 1/1 VOL. TOT. 2,28 ML
	Ematologia - Day-hospital PL:-	
	Prescr. da: BARBUT*ANNA	
	Paz: COLOMBO BRUNO 09/02/1943 RI:108500076	
	Protocollo: BORTEZOMIB - <i>Giorno: 1 - Sequenza: 4</i>	
	P.A.: BORTEZOMIB - 2,28 MG	
	VELCADE*1FL 3,5MG ric.3,5 ML NS - 2,28 ML	
	Somm: 08/01/2008 Via: ev-bolo in 2 min.	
	Prep. 08/01/2008 11:15 Scad. 08/01/2008 19:15	
	NOTE: Non diluire ulteriormente.	

> **Stampa**



Ospedali Riuniti di Bergamo					
USC Farmacia - USS Galenica - Laboratorio Chemioterapici Antiblastici					
<i>Foglio dei preparati</i>					
Reparto: Ematologia - Day-hospital					
Cognome	Nome	Sesso	Data nascita	Numero ricovero	Data ingresso
COLOMBO	BRUNO	M	09/02/1943	108500076	02/01/2008
Peso: 65 kg Altezza: 170 cm Sup. corp ideale: 1,75 m ² Data rilevazione: -					
Protocollo: VELCADE giorni 1,4,8,11 ogni 21gg Data inizio: 08/01/2008 Numero ciclo: 2					
Diagnosi: Mieloma					
Giorno: 1 Data: 08/01/2008					
Seq.	Via Somm.	Durata (min)	Medico prescr.	Stato	
4	ev-bolo	2	BARBUT*ANNA	Somministrato	
Note supervisor: BORTEZOMIB (PREP UMACA) Dose prescritta: 2,28 MG					
<i>Contenitori:</i>					
1146956 - SIR - 1/1 VOL. TOT. 2,28 ML Prep. 08/01/2008 11:15 Scad. 08/01/2008 19:15					
P.A.: BORTEZOMIB (PREP UMACA) - 2,28 MG					
VELCADE*1FL 3,5MG ric.3,5 ML NS - 2,28 ML					
Allestito Conforme si: Prec. non Conforme no					
Note: Non diluire ulteriormente.					
Supervisione		Allestimento		Controllo	
ALESSANDRO*PAGANINI		BIGONI MARINA		PERICO SILVANO	
Stampato il: 28/12/2008			Firma		

1.3 Come visualizzare il dettaglio dei contenitori di un preparato

Per visualizzare i contenitori di un preparato, selezionarli cliccando sul link **sottolineato** nella pagina di dettaglio dei preparati del paziente; il sistema visualizzerà una pagina dedicata esclusivamente al preparato ed ai suoi contenitori (comprensivo, eventualmente, dell'eventuale valore della creatinina):

Farmacia - Farmacia int. - Unità Manipolazione Cit					Utente: TONDINI CARLO ALBERTO																																			
Cognome:	Nome:	Sesso:	Età:	Nota:																																				
AMBROSIOIII	AIGELIUA	F	64																																					
Episodio clinico: Letto: - Numero Ricovero: 109510488 Data ingresso: 25/08/2009 - 12:27 Stato: Aperto																																								
Dati paziente: Peso: 68 Kg Altezza: 160 cm Superficie corporea: 1,6 m ² Superficie corporea ideale: 1,6 m ² Creatinina: - mg/dl																																								
trastuzumab in fisiologica 250ml sacca c/2 acc (VU)																																								
Sequenza	Data Somm.	Via Somm.	Tempo	N°Contenitori	Stato	Note Etichetta																																		
1	07/05/2010	ev-infusione	90 min		In somministrazione	Ricostituire ogni flacone da 150 mg con 7,2 ml di acqua ppi. Conservare a 2 - 8 °C.																																		
<p>TRASTUZUMAB (PREP UMACA) SOSTITUISCE COD.420516</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dose prescritta</th> <th>Prodotto commerciale</th> <th>Conc. iniziale MG/ML</th> <th>Dose da allestire in ML</th> <th>Num. pezzi</th> <th>Sfrido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>348 MG</td> <td>HERCEPTIN*150MG IV 1 FL 150 (CLASSE H)SOSTITUISCE TRASTUZUMAB 648</td> <td>21</td> <td>21,429 +</td> <td>3</td> <td>4,86</td> </tr> <tr> <td>16,572 ML</td> <td></td> <td>recupero:</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>totale:</td> <td>16,569</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>FISIOLOGICA 250ML SAC C/2 ACC</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dose prescritta</th> <th>Prodotto commerciale</th> <th>Conc. iniziale MG/ML</th> <th>Dose da allestire in ML</th> <th>Solvente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 ML</td> <td>SOD CO,9%BAX*IV 30SAC 250ML (CLASSE C)SACCA C/2 ACCESSI + (CUPS)</td> <td>-</td> <td>250</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTE PRESCRITTORE:</p> <p>NOTE SUPERVISORE:</p>							Dose prescritta	Prodotto commerciale	Conc. iniziale MG/ML	Dose da allestire in ML	Num. pezzi	Sfrido	348 MG	HERCEPTIN*150MG IV 1 FL 150 (CLASSE H)SOSTITUISCE TRASTUZUMAB 648	21	21,429 +	3	4,86	16,572 ML		recupero:	-					totale:	16,569			Dose prescritta	Prodotto commerciale	Conc. iniziale MG/ML	Dose da allestire in ML	Solvente	250 ML	SOD CO,9%BAX*IV 30SAC 250ML (CLASSE C)SACCA C/2 ACCESSI + (CUPS)	-	250	
Dose prescritta	Prodotto commerciale	Conc. iniziale MG/ML	Dose da allestire in ML	Num. pezzi	Sfrido																																			
348 MG	HERCEPTIN*150MG IV 1 FL 150 (CLASSE H)SOSTITUISCE TRASTUZUMAB 648	21	21,429 +	3	4,86																																			
16,572 ML		recupero:	-																																					
		totale:	16,569																																					
Dose prescritta	Prodotto commerciale	Conc. iniziale MG/ML	Dose da allestire in ML	Solvente																																				
250 ML	SOD CO,9%BAX*IV 30SAC 250ML (CLASSE C)SACCA C/2 ACCESSI + (CUPS)	-	250																																					

Nella parte alta vengono indicati i commerciali utilizzati in allestimento e i volumi totali dei vari componenti; nella parte bassa, invece, il contenitore o i contenitori allestiti. E' possibile stampare l'etichetta di ciascun contenitore tramite il pulsante "Stampa Etichette" collocato a destra per ciascun contenitore:

Stampa Etichette

