

UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali Istruzione Operativa

COMPOSIZIONE DEL CADAVERE

INDICE

1.	SCOPO	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.	TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI	2
4.	RESPONSABILITÀ	
5.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	3
6.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' IN CASO DI CADAVERE CON MALATTIA INFETTIVA A "ALTO CONTAGIO	5
7.	RIFERIMENTI	6

STATO DELLE REVISIONI

Rev	Data	Modifica	Redazione	Verifica conformità Norma UNI EN ISO 9001:2008	Approvazione
			CI F. Averara*		* 1 i
01	30/11/2015	Revisione completa	Per il gruppo di lavoro: CI F. Averara CI G. Capelli Inf. M. Chioda* RA M. Salvi	RQ M. Daminelli	Dir. DPS Dr.ssa S. Cesa
02	20/02/2020	Verifica e aggiornamento contenuti	*Per il gruppo di lavoro: CI F. Averara Inf. M. Chioda* RDPSS M. Salvi	Verifica conformità Norma UNI EN ISO 9001:2015 RQDPSS M. Daminelli	DirDPSS Dr.ssa S. Cesa



1. Scopo

Lo scopo di questa IO è descrivere la sequenza delle attività atte a garantire una corretta composizione del cadavere nel rispetto della normativa cogente.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente IO si applica presso l'ASST Papa Giovanni XXIII con esclusione dei cadaveri di malati con sospetta Malattia da Prioni.

In caso di sospetta malattia da Prioni si fa riferimento alla IOANP.QM01.

3. TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

CADAVERE corpo di deceduto dopo accertamento di morte

(definizione riportata da PsPDirSan02 "gestione pazienti deceduti e pezzi ana-

tomici riconoscibili")

ATS Agenzia di tutela della Salute CI Coordinatore Infermieristico

CO Coordinatore Ostetrico

DPI Dispositivi di Protezione Individuali

INF Infermiere

IO Istruzione Operativa

OTA Operatore Tecnico addetto all'Assistenza

OSS Operatore Socio Sanitario Unità Organizzativa

4. RESPONSABILITÀ

La composizione del cadavere è diretta responsabilità dell'Infermiere che effettua la procedura. L'OSS/OTA agisce in collaborazione.

Ogni singolo operatore ha la responsabilità di collaborare all'applicazione della presente IO. Il CI/CO è responsabile della verifica della corretta applicazione.

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Agire nel rispetto del credo religioso e dei riti culturali del deceduto e dei suoi familiari.

5.1. Operatori coinvolti	Infermiere, OTA, OSS
	Ausili di assorbenza (pannolini/pannoloni)
	Bricco monouso
	Catino monouso
	Lenzuola
	Manopole monouso
	Sapone liquido
,,,	Traversina monouso
5.2. Materiale occorrente	
	Salviette pre impregnate di detergente (in alternativa al bricco monouso, catino monouso e al sapone) se in uso presso la UO
	Sacco in TNT:
	1. Sacco in TNT a bassa tenuta 215x80 (colore bianco) - codice 46598 Magazzino
	2. Sacco in TNT ad alta tenuta 215x80 (colore verde) - codice 46599 Magazzino
5.3. Preparazione dell'operatore	Igiene delle mani.
	Utilizzo di guanti non sterili.
	Per utilizzo di altri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), gli operatori OSS/ OTA devono fare riferimento a specifiche indicazioni infermieristiche
5.4. Preparazione dell'ambiente	Posizionare le tende divisorie

UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali

Cod. IODPSS27 "Composizione del Cadavere" Data: 20/02/2020 Rev.02 ASST Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS, 1 – 24127 Bergamo – Tel. 035.2675111 – www.asst-pg23.it

	Chiudere le porte	
	Avvicinare tutto il materiale al letto.	
,	Garantire la privacy	
5.5. Assistenza ai familiari	Offrire sostegno ai familiari	
	Restituire eventuali oggetti/monili o altri effetti personali della persona deceduta, secondo quanto indicato nella IODPS/DMP02 "Presa in carico degli effetti e/o dei documenti personali di proprietà della persona assistita"	
	Informare riguardo agli orari di accesso e al percorso esterno all'Azienda per raggiungere la Camera Mortuaria	
5.6.1. Sequenza degli atti	Identificare il cadavere	
	Non rimuovere il braccialetto d'identificazione	
	Rimuovere eventuali oggetti/monili alla presenza di un altro operatore e compilare lo specifico modulo previsto da IODPS/DMP02 "Presa in carico degli effetti e/o dei documenti personali di proprietà della persona assistita"	
	Rimuovere eventuali dispositivi medici: cateteri venosi centrali, drenaggi, catetere vescicale, cannule venose periferiche, sonde gastriche	
	Rimuovere gli indumenti personali	
	Procedere alla pulizia completa del corpo	
	Chiudere la bocca con una benda e abbassare le palpebre prima che insorga Rigor Mortis	
	Posizionare l'ausilio di assorbenza a mutanda	
	Mettere il cadavere in posizione supina con gli arti alli- neati	
	Riporre il cadavere:	
	• nel sacco in TNT a bassa tenuta;	
	 nel sacco in TNT ad alta tenuta, in caso di potenziali perdite di materiale biologico; 	

UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali

Cod. IODPSS27 "Composizione del Cadavere" Data: 20/02/2020 Rev.02 ASST Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS, 1 – 24127 Bergamo – Tel. 035.2675111 – www.asst-pg23.it

	 in una traversina monouso se di lunghezza inferiore a 80 cm (neonati e bambini). Posizionare il cartellino di identificazione del cadavere fissandolo all'anello della cerniera del sacco Mod3PSpDirSan02 (Mod.630 Direz. Sanit. Centro Stam-
	pa). Nel caso in cui la camera di degenza sia occupata da altro utente, procedere allo spostamento del cadavere nel locale dedicato Raccogliere la documentazione prevista secondo quanto definito in Mod06PSpDirSan02 "Check List controllo documentazione al ritiro del defunto presso l'US di decesso"
5.6 Richiesta di trasporto	Attivare la richiesta di trasporto in camera mortuaria secondo le modalità descritte nella IO DPSS44 "Trasporto intraospedaliero tramite Ditta Appaltatrice" segnalando l'eventuale necessità di utilizzo della cassetta per salme pediatriche
5.7. Riordino del materiale	Procedere all'allontanamento della biancheria sporca Smaltire il materiale monouso come da protocollo aziendale Riprocessare eventuale materiale pluriuso
	Rimuovere eventuali DPI e i guanti e igienizzare le mani Attivare l'intervento di pulizia dell'unità posto letto o della camera di degenza

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' IN CASO DI CADAVERE CON MALATTIA INFETTIVA A "ALTO CONTAGIO

In caso di decesso di persona con malattia infettiva a "alto contagio" contattare:

- la Direzione Medica per i provvedimenti di Polizia Mortuaria e, successivamente, 1'ATS di Bergamo per la notifica di decesso nonché il Comune di Bergamo per l'eventuale traslazione immediata del cadavere con invio al Forno Crematorio anche al di fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;

UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali

- il Personale del Quartiere Mortuario o, negli orari di chiusura, la ditta di Onoranze funebri identificata dai parenti.

Preparare la documentazione del decesso ed indicare nel modulo per accertamento di morte la voce "Adozione delle misure precauzionali igienico-sanitarie" inserendo la nota "Chiusura immediata per alto contagio".

0.1. Sequenza degni at	6.1.	Sequenza	degli	atti	Ĺ
------------------------	------	----------	-------	------	---

Identificare il cadavere

Non rimuovere il braccialetto di identificazione

Non rimuovere alcun dispositivo medico o device presente e non eseguire le operazioni di trattamento standard di composizione del cadavere

Posizionare il cadavere in un lenzuolo imbevuto di ipoclorito (fornito dal Quartiere Mortuario o dal Pronto Soccorso) e successivamente in due sacchi in TNT ad alta tenuta

Procedere alla disinfezione del sacco esterno con ipoclorito

All'arrivo della bara presso la struttura introdurre un telo barriera protettivo al suo interno

Posizionare il cadavere all'interno della bara

Ripiegare il telo barriera sul cadavere e chiudere

Procedere alla disinfezione esterna della bara con ipoclorito di sodio puro

Raccogliere la documentazione prevista secondo Check List "Controllo documentazione al ritiro del defunto presso l'UO di decesso" Mod06PSpDirSaN02

Trasferire al Quartiere Mortuario in attesa dell'invio al forno crematorio

7. RIFERIMENTI

PSpDirSan02

Gestione dei pazienti deceduti e pezzi anatomici riconoscibili.

IODPSSI08

Prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero.

IODPSSI08_2009 All1

L'igiene delle mani.

IODPSS44

Trasporto intraospedaliero tramite Ditta Appaltatrice.

IODPSS/DMP02

Presa in carico degli effetti e/o dei documenti personali di della persona

assistita.

IOANP.QM01

Riscontro Diagnostico in caso di malattia da prioni.

UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali

Cod. IODPSS27 "Composizione del Cadavere" Data: 20/02/2020 Rev.02 ASST Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS, 1 – 24127 Bergamo – Tel. 035.2675111 – www.asst-pg23.it